

## Ejercitador respiratorio para expansión pulmonar Coach 2

Este ejercitador hace que la espirometría de incentivo sea más fácil para los pacientes, al igual que para el personal. La válvula de una sola vía garantiza a los pacientes la inhalación, en vez de la exhalación hacia la unidad. Los pistones de gran visibilidad, las gráficas universales (indicando la tasa correcta del flujo respiratorio) y las instrucciones en la base, ayudan a los pacientes a realizar y controlar sus propios ejercicios de respiración después de la cirugía, sin necesidad de supervisión directa.

Ejercitador respiratorio para expansión pulmonar utilizado después de una intervención de cirugía torácica para evitar el colapso pulmonar (Atelectasia).

Características técnicas

Medidor de volumen inspirado (ml) con escala graduada de amplia gama de volúmenes de medición: 2000 - 2500 - 3000 - 3500 y 4000 ML

Combina el volumen con el flujo adecuado para una correcta inspiración larga y sostenida.

El sistema está diseñado para poder ser colgado en la cama y con un asa compacta para poder ser sujetado correctamente con la mano para su buen uso.

Contiene una boquilla con tubo coarrugado para poder realizar los ejercicios.

Composición :PVC transparente

Conservar en lugar seco, manteniéndolo lejos de la luz y el polvo.

Exento de látex.

De uso personal

No estéril